

Jak si vybrat ten správný zvlhčený dezinfekční ubrousek ?

Ujasněte si nejdřív, co potřebujete dezinfikovat. V zásadě jde buď o malé plochy, nástroje, přístroje apod., anebo o ruce, případně další části lidského těla. Některé výrobky umožňují obojí, musí to však být jednoznačně uvedeno v popisu jejich účelu použití.

Definujte, jak účinný má dezinfekční ubrousek být. V praxi rozlišujeme účinnost

- Baktericidní
- Mykobaktericidní/tuberkulocidní
- Fungicidní
- Virucidní
- Sporucidní

U každého výrobku by mělo být na jeho etiketě zřetelně deklarováno, kterou z výše uvedených vlastností výrobek má. Záleží pak jenom na Vás, zda danou vlastnost vyžadujete anebo ne. Obecně by mělo platit, že čím účinnější, tím dražší. Lehce se však může stát, že platíte pouze za značku a ubrousek se stejným chemickým složením napouštěcí směsi byste jinde koupili daleko levněji, anebo by při stejné ceně byl dvakrát větší.....

Pro stanovení účinnosti tekutých dezinfekčních prostředků jsou v Evropské Unii přijaty normy, které Česká republika plně akceptovala a lze si je v případě potřeby bez větších problémů obstarat v písemné podobě. Tyto normy jsou ve většině případů ještě rozděleny na působnost pro průmysl a na zdravotnictví. Metody zkoušení jsou stejné, nároky pro zdravotnictví ale vyšší.

Pro dezinfekci otěrem vlhkými ubrousky žádné sjednocené normy v EU neexistují. Z tohoto důvodu se většina dodavatelů dezinfekčních ubrousků rozhodla uvádět na etiketách svých výrobků, že jejich ubrousky splňují výše uvedené Evropské normy pro tekuté dezinfekční prostředky. Pokud je text formulován tak, že daný ubrousek „splňuje“ některou z výše uvedených norem, jde v principu o zavádějící informaci. Použití ubrousků v praxi je na hony vzdáleno způsobu, jakým je prováděn laboratorní test účinnosti podle dané normy a správná formulace by měla znít tak, že „dezinfekční roztok“, kterým jsou ubrousky zvlhčeny, splňuje danou normu, nikoliv však ubrousek jako výrobek sám o sobě, a to je velký rozdíl.

V poslední době vznikly i nové metody, kterými se testuje přímo účinnost zvlhčených dezinfekčních ubrousků. Zjednodušeně by se dalo uvést, že tyto metody hodnotí, zda při otěru ubrousek mikroorganismy spíše hubí anebo je dále roznáší. Takovouto metodu zpracoval a uvedl do praxe např. Státní zdravotní ústav a jsou i další pracoviště jak v ČR, tak i v zahraničí, které podobné metody používají.

Záleží pouze na Vás, jak si fakta a tvrzení výrobce o daném výrobku zhodnotíte a porovnáte s jinými. V každém případě však berte v úvahu, že zvlhčený ubrousek je **doplňková** metoda dezinfekce a je vhodná zejména tam, kde jiná forma není možná.

Jaký význam má klasifikace dezinfekčních ubrousků ?

Dezinfekční ubrousky jsou v praxi buď deklarovány jako zdravotnické prostředky (podle Zákona o zdravotnických prostředcích), anebo registrovány jako biocid (podle Zákona o uvádění biocidů na trh). Obě varianty jsou možné a rovnocenné. Je třeba poznamenat, že pokud je dezinfekční ubrousek deklarován jako zdravotnický prostředek, měl by být zaříděn alespoň do skupiny 2a nebo výše, jinak by se s ním neměly dezinfikovat jiné zdravotnické prostředky (může být ovšem určen na dezinfekci pokožky, příp. celého těla – pak může být i ve skupině I). Ubrousky

registrované jako biocidy musejí procházet daleko přísnějším a komplexnějším režimem posuzování všech jejich vlastností.

Je pouze na Vás, zda samotné klasifikaci daného výrobku přisoudíte nějaký význam a jaký, objektivně ze samotné klasifikace nic nevyplývá.

Jiná věc je, pokud výrobek není ani zdravotnickým prostředkem ani biocidem a je označen např. jako „antimikrobiální“.

Takový výrobek je použitelný možná v domácnosti, ale na pracovišti s regulovaným hygienickým režimem a není přitom rozdíl, jestli by se jednalo o zdravotnické zařízení nebo kosmetický salon.

Jak srovnávat výrobky ?

Z hlediska účinnosti je v praxi **klíčovým problémem plně virucidní účinnost.**

Baktericidní, fungicidní a mykobaktericidní by v principu měly být všechny, které se prodávají jako „dezinfekční“. Dobrý výrobek by měl být alespoň částečně virucidní. Výborný výrobek pak i plně virucidní.

V poslední době vzniká požadavek na sporicidní účinnost, a to zejména kvůli reálnému nebezpečí Clostridia Difficile v nemocnicích. Sporicidních dezinfekčních utěrek je na trhu málo – z našich výrobků je to zatím pouze Clinell Sporicidal 25.

Z hlediska ceny je třeba upozornit na **časté snahy dodavatelů manipulovat se zákazníkem** prostřednictvím extrémně „výhodného“ rozdílu mezi cenou originální dózy a náhradní náplní. Sami si vždy zkuste odhadnout, jaká je asi cena samotné prázdné plastové dózy a věc vám bude ihned jasná. Po této úvaze pak nikomu nenaletíte na trik, že dóza s ubrousky stojí sice 350.00 Kč, ale náhradní náplň pouhých 250,00. Někde je v tom propočtu chyba

Důležité je i složení dezinfekčního roztoku obsaženého v ubrouscích. Nejčastěji hovoříme o ubrouscích alkoholových a bezalkoholových. Alkoholové ubrousky mají rychlou akci, ale způsobují vysychání materiálu a tím narušují jeho vlastnosti. Málo se ví, že např. plexisklo obsahuje vodu a že dlouhodobým otíráním plexiskla alkoholovými ubrousky postupně tuto vodu vysušujeme a plexisklo tím poškozujeme. Postupně ztratí povrchový lesk a později i pružnost a ž praskne. Velmi doporučujeme prostudovat si návod na použití a ošetřování všech drahých výrobků, které potřebujete dezinfikovat. Správný výrobce na nich jistě uvádí, co se na ošetřování nesmí používat. Nejčastější skupinou bezalkoholových ubrousků jsou ty, jejichž účinnými látkami jsou kvarterní amonné soli. Tyto ubrousky bývají přívětivé k mnoha materiálům, mj. i k plexisklu, kůži, kožence apod. Z našich ubrousků je to Clinell Universal a UNI-CLIN.

Každého samozřejmě musí zajímat i cena. Srovnání cena/kvalita je osobní věcí každého uživatele a k tomu těžko dávat nějaké rady. Měřitelné jsou však rozměry ubrousku. Je dobré srovnávat výhradně náhradní náplně, originální dózu koupíte jenom jednou. Stojí-li v přepočtu na 1 ubrousek dva konkurenční výrobky stejně, nebo obdobně, může se klidně stát, že jeden z nich má ubrousek dvakrát větší, než ten druhý. Abychom Vám pomohli, najdete u všech našich dezinfekčních ubrousků v jejich specifikaci nejenom cenu za 1 ubrousek, ale i přepočtenou cenu za hypotetický ubrousek o rozměru 10 x 10 centimetrů. To Vám pomůže dva výrobky s podobnou účinností srovnat zcela exaktně a mnohdy možná budete překvapeni.

Máte-li sami další podněty, jak pomoci ostatním zákazníkům při výběru a hodnocení dezinfekčních ubrousků, rádi je na jiném místě v tomto E-shopu zveřejníme.

Medivet international, s.r.o.