

Produkový list č.: **CL-479**

20.3.2021

Clinell Universal Sanitising Wipes

Kbelík 225 ks
Katalogový kód CL-479



Náhradní náplň 225 ks
Katalogový kód CL-480



Plastový sáček 200 ks
Katalogový kód UC-471



Dezinfekční sprej 500 ml
Katalogový kód CL-498

Rozsah účinnosti výrobků řady Clinell Universal:

Baktericidní podle ČSN 13727 (dezinfekce nástrojů ve zdravotnictví)

Baktericidní podle ČSN 14561 (dezinfekce lékařských nástrojů)

Mykobaktericidní podle ČSN EN 14348 (dezinfekce ve zdravotnictví včetně lékařských nástrojů)

Fungicidní podle ČSN EN 14562 (dezinfekce lékařských nástrojů)

Virucidní podle EN14476 (virucidní účinek v humánním lékařství) v omezeném rozsahu

Výrobek je účinný proti aktuálnímu nebezpečí - Coronaviru Cov-19 během 30 vteřin
(provedena samostatná zkouška, protokol na vyžádání)

Použití ubrousků Clinell Universal v praxi:

Clinell Universal Sanitising Wipes mohou výrazně přispět k prevenci exogenních nozokomiálních infekcí v nemocničních zařízeních, klinikách apod.

Najdou široké použití i mimo zdravotnictví, např. při mnoha pracovních činnostech. Kromě specifické směsi biocidních látek využívající jejich synergického efektu obsahují také povrchové činidlo, které rozpouští nečistoty. Nejsou přímo určeny k dezinfekci rukou, avšak jsou dermatologicky testovány a na ruce nijak škodlivě nepůsobí. Při dezinfekci malých předmětů a ploch jsou rychlé, spolehlivé a vždy připravené k okamžitému použití. K řadě zvlhčených ubrousků je připojen i sprej, který obsahuje tutéž dezinfekční směs, která je použita v ubrouscích. Rozstříkovač vytváří pěnovou bílou substanci. Použitá směs dezinfekčních látek neobsahuje Etanol ani Isopropanol a výrobek tak nezpůsobuje vysychání materiálů a neškodí na kožence, plastech, plexiskle apod.

Klasifikace výrobku: Biocidní přípravek, typ použití 01, 02,

Účinné látky: Kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl chloridy, Didecyl-(dimethyl) amonium chlorid, Poly(hexametylenbi-guanid) hydrochlorid, voda.

Rozměry ubrousku: u každého balení odlišné

Materiál ubrousku: u každého balení odlišný

Odkaz na web: https://medivet-international.eu/index.php?route=product/product&path=59_103_108&product_id=191

verze 04

Přehled o účinnosti dezinfekčního přípravku

Clinell Universal Sanitising Wipes (100, 200, 225)

Výrobce: Gama Healthcare, Watford, United Kingdom

Datum:

Dovozce do ČR: Oradata, s.r.o., Konojedská 19, Praha 10

03-2021

Norma, podle které testováno	Mikroorganismus	Kontaktní čas
EN13727	<i>Acinetobacter baumannii</i>	10 sec
EN13727	<i>Enterococcus faecalis</i>	10 sec
EN13727	<i>Enterococcus faecium</i> (VRE)	10 sec
EN14561		1 min
EN13727	<i>Enterococcus hirae</i>	10 sec
EN14561		1 min
EN16615		5 min
EN13727	<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	20 sec
EN13727	<i>Klebsiella pneumoniae</i> (ESBL)	10 sec
EN13727	Methicillin Resistant <i>Staphylococcus aureus</i>	1 min
EN13727	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	10 sec
EN14561		1 min
EN16615		5 min
EN13727		10 sec
EN14561	<i>Staphylococcus aureus</i>	1 min
EN16615		5 min
EN14348	<i>Mycobacterium bovis</i>	2 min
EN13727	<i>Candida albicans</i>	10 sec
EN13624	<i>Candida auris</i>	1 min
EN14476	COVID-19 (SARS-CoV-2)	30 sec
ASTM E1052	Hepatitis B	1 min
EN14476	Hepatitis C	1 min
EN14476	HIV	30 sec
EN14476	Influenza H1N1	2 min
EN14476	Influenza H3N2	2 min
EN14476	MERS-CoV	1 min
EN14476	Norovirus	1 min

Doplňující informace:

Údaje o uskutečněných testech převzaty z dokumentů výrobce.

Kromě testů uvedených v tabulce byla provedena i řada dalších testů, a to zejména podle norem pro dezinfekci mimo zdravotnictví. Testy je možno předložit po podepsání dohody o uchování důvěrných údajů.

Výrobek je dodáván v baleních po 50, 100, 200, 225 ks ubarousků. V některých zemích je distribuován jako zdravotnický prostředek, v ČR je notifikován jako biocidní přípravek s plnou baktericidní účinností pro oblast zdravotnictví a částečnou virucidní účinností.