


Produktový list č.: **ISW4030**

## Prevantics® 2% CHG Swab

zvlhčené, jednotlivě balené dezinfekční ubrousky z netkané textilie saturované roztokem 70 % Isopropanolu a 2 % chlorhexidinu určené k dezinfekci pokožky

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.



Zvlhčené dezinfekční ubrousky Prevantics® 2% CHG Swab jsou primárně určeny k dezinfekci neporušené pokožky. Příznačná je rychlá antimikrobiální akce a dlouhotrvající reziduální účinek. Konkrétní údaje o účinnosti jsou uvedeny v přehledné tabulce na 2. straně tohoto listu. Výrobek je deklarován jako notifikovaný biocidní přípravek pro humánní medicínu, kategorie PT1. 1 ubrousek o rozměru 150 x 129 cm vystačí na dezinfekci pokožky o ploše cca 6 x 6 cm.

### Obchodní, technické a logistické údaje

Položka	Kat. kód	Čárový kód EAN	Rozměry (cm)	Váha (kg)
Základní prodejní jednotka = krabička s 200 ks individuálně balených ubrousků	ISW4030	5 "056012"300220"	13 x 10 x16	0,6
Karton = 8 krabiček		5 "056012"300848"x	22 x 34 X 27,5	4,9

[Odkaz na web](#)

[Odkaz pro bezpečnostní list](#)

[Odkaz pro notifikaci biocidu](#)

**Výrobce:** Professional Disposables International Ltd. (PDI), Pywell Road, Willowbrook Industrial Estate, Corby, Velká Británie

Verze 04

Údaje o provedených testech a dosažené účinnosti  
zvlhčených dezinfekčních ubrousků Prevantics® 2% CHG Swab

Testovací norma	Mikroorganismy	Kontaktní čas v čistých podmínkách	Kontaktní čas v podmínkách při znečištění
<b>Bakterie</b>			
EN 16615	Pseudomonas aeruginosa	60 sec	
EN 16615	Staphylococcus aureus	60 sec	
EN 16615	Enterococcus hirae	60 sec	
EN 13727	Pseudomonas aeruginosa	30 sec	
EN 13727	Staphylococcus aureus	30 sec	
EN 13727	Enterococcus hirae	30 sec	
<b>Kvasinky</b>			
EN 16615	Candida albicans	60 sec	
EN 13624	Candida albicans	30 sec	
<b>Obalené viry</b>			
EN 14476	Vaccinia Virus	15 sec	60 sec
EN 14476	Corona, HIV, Hep B & C, SARS, Flu	15 sec	60 sec
<b>Mykobakterie</b>			
EN 14348	Mycobacterium terrae	60 sec	